



EN

Manual

OptiSmile Water Flosser



Thank you for purchasing the OptiSmile Water Flosser. This manual will provide instructions for effective and safe use of the product. Please read it carefully before using this device. Store the manual in a safe place for future reference.

Table of contents

1. Package contents
2. Safety instructions
3. Description of parts
4. Operation
5. Maintenance
6. Troubleshooting
7. Disposal

1. Package contents


- 1x Water Flosser
- 1x Charging station
- 2x Nozzles

2. Safety instructions

- For intended use only.
- This is not a toy. Keep out of reach of small children.
- The product is safe to use by children from the age of 8 and by persons with reduced physical or mental capabilities, or with lack of experience or knowledge, but only under supervision and with taking into account any hazards.
- Cleaning and maintenance should be done by or under the supervision of an adult.
- Do not attempt to repair, disassemble or alter the product yourself.
- Do not place, store or use the product near water.
- Do not fill the water tank with water warmer than 40°C or with mouthwash, to avoid damage to the product.
- Do not operate the device without the nozzle.
- Do not hold the nozzle too close to your teeth and gums.
- Stop using the product and contact your doctor, if you experience any discomfort or pain.

3. Description of parts

- Nozzle release button
- ON/OFF button
- Mode button
- Mode indicator
- Handle
- Charging station
- Nozzle
- Water tube
- Filter
- Water tank
- Water tank cap



Note: we always test the water jet of each product. That is why there may be some distilled water left inside. This is completely safe and will not effect your health.

4. Operation

Charging (Fig. 1)

Make sure that the water flosser is charged before using it for the first time.

1. Plug the adapter of the charging station into the power socket.
2. Place the water flosser on the charging station.
3. The bottom LED light of the mode indicator flashes while charging and stops flashing when the device is fully charged.

Note: it takes 24 hours to fully charge the battery, but the water flosser can be used before that. When the mode indicator flashes during use, the water flosser needs to be charged.

Using the water flosser

1. Place the nozzle on the water flosser (Fig. 2).
2. Open the water tank cap to fill the water flosser with water. Close the cap (Fig. 3). The water tank is detachable for easy refilling (Fig. 4).
3. Press the mode button to select the mode of your choice. You can switch modes while using the water flosser (Fig. 5).
- Normal: for standard cleaning of the mouth
- Soft: for soft cleaning in case of sensitive gums
- Pulsing: for cleaning and massaging the gums
4. Keep the water flosser straight and with the nozzle towards your mouth (90° angle). Guide the water flosser along your gums (Fig. 6).
5. Press the ON/OFF button to operate the water flosser.

After each use (Fig. 8)

1. Open the cap and empty the water tank.
2. Turn the water flosser on to dispose of any remaining water.
3. Turn the device off and close the water tank cap.
4. Wipe the water flosser dry with a clean towel.



Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8

5. Maintenance

- Do not use water warmer than 40°C.
- Do not immerse the device in water.
- Only use water or a mild non-abrasive detergent to clean the water flosser and all its parts.
- Remove any remaining water (tank, tube or nozzle) to prevent bacteria from spreading.
- After cleaning, wipe dry with a clean and soft cloth.
- When necessary, press the release button to detach the nozzle (Fig. 7). Replace the nozzle every 6 months.
- Store the product in a cool and dry place, and away from direct sunlight.

6. Troubleshooting

Problem	Cause of problem	Solution
The water flosser doesn't turn on.	The product is new or you haven't used it in 3 months.	Charge the water flosser for 24 hours.
The water flosser only works for a couple of minutes.	The battery died.	Please contact our customer service.
	The water flosser isn't charged.	Charge the water flosser for 24 hours.
The water pressure is very low.	The nozzle is congested.	Replace the nozzle.
	The nozzle is bent.	Clean the filter.
	There's dirt in the filter.	
There's no water coming out of the water flosser.	The water tank is empty.	Fill the water tank with water.
	The water flosser is tilted too much.	Keep the water flosser straight.
Water drips from the product and water tank.	The water flosser is tilted too much, causing water to drain out of the vent or the water tank.	Keep the water flosser straight.

7. Disposal



The crossed out wheelie bin symbol on this product is to remind you that electrical products should not be disposed of with household waste. Please dispose of it responsibly at an approved waste or recycling facility. Check with your local authority for recycling advice.



Dispose of all packaging materials in an environmentally friendly manner.

Nozzles available at: www.optismile.eu



Gebruiksaanwijzing

OptiSmile Waterflosser



Dank u voor de aankoop van de OptiSmile Waterflosser. Deze handleiding geeft aanwijzingen voor effectief en veilig gebruik van het product. Lees het zorgvuldig voordat u dit apparaat gebruikt. Bewaar de handleiding op een veilige plaats voor raadpleging in de toekomst.

Inhoudsopgave

1. Inhoud van de verpakking
2. Veiligheidsinstructies
3. Beschrijving van de onderdelen
4. Bediening
5. Onderhoud
6. Probleemoplossing
7. Verwijdering

1. Inhoud van de verpakking


- 1x Waterflosser
- 1x Laadstation
- 2x Mondstukken

2. Veiligheidsinstructies

- Alleen voor bestemd gebruik.
- Dit is geen speelgoed. Bewaar het buiten bereik van kleine kinderen.
- Het product is veilig voor kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke of geestelijke capaciteiten, of met gebrek aan ervaring of kennis, maar alleen onder toezicht en rekening houdend met eventuele gevaren.
- Reiniging en onderhoud alleen door of onder toezicht van een volwassene.
- Probeer het product niet zelf te repareren, demonteren of aan te passen.
- Plaats, bewaar of gebruik het product niet in de buurt van water.
- Vul het waterreservoir niet met water warmer dan 40°C of met mondwater, om schade aan het product te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet zonder mondstuk.
- Houd het mondstuk niet te dicht bij uw tanden en tandvlees.
- Stop met het gebruik van het product en neem contact op met uw arts, als u ongemak of pijn ervaart.

3. Beschrijving van de onderdelen

- Mondstuk ontgrendelknop
- Aan-uitknop
- Standen-knop
- Stand-indicator
- Handvat
- Laadstation
- Mondstuk
- Waterbus
- Filter
- Waterreservoir
- Dop waterreservoir



Let op: we testen altijd de waterstraal van elk product. Er kan daardoor nog wat gedestilleerd water in het apparaat zitten. Dit is volkomen veilig en heeft geen invloed op uw gezondheid.

4. Bediening

Opladen (Afb. 1)

Zorg ervoor dat de waterflosser is opgeladen, voordat u deze voor het eerst gebruikt.

1. Steek de adapter van het laadstation in het stopcontact.
2. Plaats de waterflosser op het laadstation.
3. Het onderste led-lampje van de stand-indicator knippert tijdens het opladen en stopt met knipperen wanneer het apparaat volledig is opgeladen.

Let op: het duurt 24 uur om de batterij volledig op te laden, maar de waterflosser kan daarvoor al worden gebruikt. Als de stand-indicator tijdens gebruik knippert, moet de waterflosser worden opgeladen.

Gebruik van de waterflosser

1. Plaats het mondstuk op de waterflosser (Afb. 2).
2. Open de dop van het waterreservoir om de waterflosser met water te vullen. Sluit de dop (Afb. 3). Het waterreservoir is afneembaar voor makkelijk bijvullen (Afb. 4).
3. Druk op de standen-knop om de stand van uw keuze te selecteren. U kunt van standen wisselen terwijl u de waterflosser gebruikt (Afb. 5).
 - Normaal: voor standaard reiniging van de mond
 - Zacht: voor zachte reiniging bij gevoelig tandvlees
 - Pulserend: voor het reinigen en masseren van het tandvlees
4. Houd de waterflosser recht en met het mondstuk naar uw mond gericht (90° hoek). Leid de waterflosser langs uw tandvlees (Afb. 6).
5. Druk op de aan-uitknop om de waterflosser te bedienen.

Na elke gebruik (Afb. 8)

1. Open de dop en leeg het waterreservoir.
2. Zet de waterflosser aan om het overgebleven water te verwijderen.
3. Schakel het apparaat uit en sluit de dop van het waterreservoir.
4. Wrijf de waterflosser droog met een schone handdoek.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8

5. Onderhoud

- Gebruik geen water warmer dan 40°C.
- Dompel het apparaat niet onder in water.
- Gebruik alleen water of een mild, niet-schurend schoonmaakmiddel, om de waterflosser en alle onderdelen te reinigen.
- Verwijder eventueel overgebleven water (reservoir, buis of mondstuk) om het verspreiden van bacteriën te voorkomen.
- Na reiniging, wrijf alles droog met een schone en zachte doek.
- Indien nodig, druk op de ontgrendelknop om het mondstuk te verwijderen (Afb. 7). Vervang het mondstuk om de 6 maanden.
- Bewaar het product op een koele en droge plaats, buiten het bereik direct zonlicht.

6. Troubleshooting

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De waterflosser gaat niet aan.	Het product is nieuw of je hebt het al 3 maanden niet gebruikt.	Laad de waterflosser 24 uur op.
De waterflosser werkt maar een paar minuten.	De batterij doet het niet.	Neem contact op met onze klantenservice.
	De waterflosser is niet opgeladen.	Laad de waterflosser 24 uur op.
De waterdruk is erg laag.	Het mondstuk is verstopt.	Vervang het mondstuk.
	Het mondstuk is verbogen.	Maak het filter schoon.
	Het filter is verstopt.	
Er komt geen water uit de waterflosser.	Het waterreservoir is leeg.	Vul het waterreservoir met water.
	De waterflosser wordt te schuin gehouden.	Houd de waterflosser recht.
Er druppelt water uit het product en de watertank.	De waterflosser wordt te schuin gehouden, waardoor er water uit de ventilatieopening of het waterreservoir loopt.	Houd de waterflosser recht.

7. Verwijdering



Het symbool van een doorgekruiste rolcontainer op dit product is om je eraan te herinneren dat elektrische producten niet met het huisvuil weggegooid moeten worden. Breng het product op verantwoorde wijze naar een goedkeurde afval- of recyclevoorziening. Raadpleeg de gemeente voor recycle-advies.



Voer alle verpakkingsmaterialen op een milieuvriendelijke manier af.

Mondstukken verkrijgbaar op: www.optismile.eu

Mode d'emploi

l'hydropulseur OptiSmile



Merci pour votre achat de l'hydropulseur OptiSmile. Ce manuel vous fournira les instructions nécessaires pour utiliser le produit de manière sûre et efficace. Veuillez le lire attentivement avant d'utiliser l'appareil. Conservez le manuel en lieu sûr pour référence ultérieure.

Table des matières

1. Contenu de la boîte
2. Instructions de sécurité
3. Description des composants
4. Fonctionnement
5. Entretien
6. Dépannage
7. Elimination de votre appareil

1. Contenu de la boîte


- 1x Hydropulseur
- 1x Station de charge
- 2x Buses

2. Instructions de sécurité

- Uniquement destiné à l'usage prévu.
- Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des jeunes enfants.
- Le produit ne peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances, que sous surveillance et en tenant compte des risques éventuels.
- Le nettoyage et l'entretien doivent être effectués par ou sous la surveillance d'un adulte.
- N'essayez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.
- Ne placez pas, ne stockez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité d'une source d'eau.
- Ne remplissez pas le réservoir d'eau avec de l'eau dont la température est supérieure à 40°C ou avec un bain de bouche, afin d'éviter d'endommager le produit.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil sans la buse.
- Ne tenez pas la buse trop près de vos dents et de vos gencives.
- En cas d'inconfort ou de douleur, cessez d'utiliser l'appareil et contactez votre médecin.

3. Description des composants

- Bouton de libération de la buse
- Bouton marche / arrêt
- Bouton de mode
- Indicateur du mode
- Manipuler
- Station de charge
- Buse
- Tuyau d'eau
- Filtre
- Réservoir d'eau
- Bouchon du réservoir d'eau



Remarque : nous testons toujours le jet d'eau de chaque produit. C'est pourquoi le produit peut contenir un reste d'eau distillée. C'est complètement sûr et n'aura aucun effet sur votre santé.

4. Fonctionnement

Recharge (Image 1)

Assurez-vous que l'hydropulseur est rechargeé avant de l'utiliser pour la première fois.

1. Branchez l'adaptateur de la station de recharge dans la prise de courant.
2. Placez l'hydropulseur sur la station de recharge.
3. Le voyant LED inférieur de l'indicateur de mode clignote pendant la recharge et s'arrête de clignoter lorsque l'appareil est complètement chargé.

Remarque : il faut 24 heures pour recharger complètement la batterie, mais l'hydropulseur peut être utilisé avant la recharge complète. Si le voyant de mode clignote pendant l'utilisation, il indique que l'hydropulseur doit être recharge.

Utilisation de l'hydropulseur

1. Placez la buse sur l'hydropulseur (Image 2).
2. Ouvrez le bouchon du réservoir d'eau pour remplir l'hydropulseur avec de l'eau. Refermez le bouchon (Image 3). Le réservoir d'eau est détachable pour faciliter le remplissage (Image 4).
3. Appuyez sur le bouton de mode pour sélectionner le mode de votre choix. Vous pouvez changer de mode tout en utilisant l'hydropulseur (Image 5).
- Ordinaire : pour un nettoyage ordinaire de la bouche
- Doux : pour un nettoyage en douceur en cas de gencives sensibles
- Pulsation : pour nettoyer et masser les gencives
4. Maintenez l'hydropulseur en position droite en orientant la buse vers votre bouche (angle de 90°). Déplacez l'hydropulseur le long de vos gencives (Image 6).
5. Appuyez sur le bouton marche / arrêt pour opérer l'hydropulseur.

Après chaque utilisation (Image 8)

1. Ouvrez le bouchon et videz le réservoir d'eau.
2. Allumez l'hydropulseur pour évacuer les restes d'eau.
3. Éteignez l'appareil et fermez le bouchon du réservoir d'eau.
4. Essuyez l'hydropulseur à l'aide d'une serviette propre.



Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8

5. Entretien

- N'utilisez pas d'eau dont la température dépasse 40°C.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau.
- Utilisez uniquement de l'eau ou un détergent doux non abrasif pour nettoyer l'hydropulseur et toutes ses pièces.
- Évacuez les restes d'eau (réservoir, tube ou embout) pour éviter toute prolifération de bactéries.
- Après le nettoyage, essuyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et propre.
- Si nécessaire, appuyez sur le bouton de déverrouillage pour détacher la buse (Image 7). Remplacez la buse tous les 6 mois.
- Conservez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

6. Dépannage

Problème	Cause probable	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	Vous venez d'acheter le produit ou vous ne l'avez pas utilisé pendant plus de trois mois.	Chargez l'appareil pendant environ 24 heures.
L'appareil ne fonctionne que pendant quelques minutes, même après le chargement.	La batterie est arrivée en fin de vie. L'appareil n'a pas été chargé assez longtemps.	Contactez le service après-vente. Chargez l'appareil pendant environ 24 heures.
La pression de l'eau est très faible.	De la saleté est restée coincée dans la buse.	Remplacez la buse.
	La buse est déformée.	Nettoyez le filtre.
	De la saleté est restée coincée dans le filtre.	
L'eau ne sort pas.	Le réservoir est vide.	Remplissez le réservoir.
	Vous inclinez trop l'hydropulseur.	Utiliser l'hydropulseur en position verticale.
L'eau coule le long de l'appareil et le réservoir d'eau.	L'hydropulseur est trop incliné pendant l'utilisation pour que l'eau puisse s'échapper par le trou d'évent du réservoir d'eau.	Utiliser l'hydropulseur en position verticale.

7. Elimination de votre appareil



Le symbole de la poubelle barrée sur ce produit est là pour vous rappeler que les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez vous en débarrasser de manière responsable dans un centre de traitement des déchets ou de recyclage agréé. Renseignez-vous auprès de votre autorité locale pour obtenir des conseils en matière de recyclage.



Éliminez tous les matériaux d'emballage de manière écologique.

Buses disponibles sur : www.optismile.eu



Bedienungsanleitung

OptiSmile Munddusche



Vielen Dank für den Kauf der OptiSmile Munddusche. Diese Bedienungsanleitung enthält Anweisungen für den effektiven und sicheren Gebrauch des Produkts. Bitte lesen Sie diese vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

Inhaltsverzeichnis

1. Inhalt der Verpackung
2. Sicherheitshinweise
3. Beschreibung der Teile
4. Verwendung
5. Wartung
6. Fehlerbehebung
7. Entsorgung

1. Inhalt der Verpackung


- 1x Munddusche
- 1x Ladestation
- 2x Düsen

2. Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt ist ausschließlich zum vorgesehenen Gebrauch bestimmt.
- Es ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.
- Das Produkt kann sicher von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung oder Kenntnis verwendet werden, jedoch nur unter Aufsicht und unter Berücksichtigung der Gefahren, die dadurch entstehen könnten.
- Reinigung und Wartung sollten von einem Erwachsenen oder unter dessen Aufsicht durchgeführt werden.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren, auseinanderzunehmen oder zu verändern.
- Stellen, lagern oder verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser.
- Füllen Sie den Wassertank nicht mit Mundwasser oder Wasser, das wärmer als 40°C ist Sicherheitshinweise, um Schäden am Produkt zu vermeiden.
- Schalten Sie das Gerät nicht ohne die Düse ein.
- Halten Sie die Düse nicht zu nahe an Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch.
- Stoppen Sie mit der Verwendung des Produkts und wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie Beschwerden bekommen oder Schmerzen spüren.

3. Beschreibung der Teile

- a. Düsenfreigabeknopf
- b. Ein-/Ausschalttaste
- c. Modustaste
- d. Modusanzeige
- e. Griff
- f. Ladestation
- g. Düse
- h. Schlauch
- i. Filter
- j. Wassertank
- k. Wassertankdeckel



Hinweis: Wir testen immer den Wasserstrahl eines jeden Produkts. Dadurch kann etwas destilliertes Wasser im Inneren zurückgeblieben sein. Dies ist völlig unbedenklich und beeinträchtigt nicht Ihre Gesundheit.

4. Verwendung

Aufladen (Abb. 1)

Vergewissern Sie sich, dass die Munddusche vor der ersten Benutzung aufgeladen ist.

1. Stecken Sie das Netzteil der Ladestation in die Steckdose.
2. Stellen Sie die Munddusche auf die Ladestation.
3. Die untere LED-Leuchte der Modus-Anzeige blinkt während des Ladevorgangs und hört auf zu blinken, sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist.

Hinweis: Es dauert 24 Stunden, bis der Akku vollständig aufgeladen ist. Die Munddusche kann jedoch schon vorher verwendet werden. Wenn die Modus-Anzeige während des Gebrauchs blinkt, muss die Munddusche erneut aufgeladen werden.

Verwendung der Munddusche

1. Bringen Sie die Düse an der Munddusche an (Abb. 2).
2. Öffnen Sie den Wassertankdeckel, um die Munddusche mit Wasser zu füllen. Schließen Sie den Deckel (Abb. 3). Der Wassertank ist zum einfachen Nachfüllen abnehmbar (Abb. 4).
3. Drücken Sie die Modustaste, um den gewünschten Modus auszuwählen. Sie können den Modus während der Verwendung der Wasser dusche wechseln. (Abb. 5).
- Normal: für die Standard-Reinigung des Mundes
- Sanft: für die sanfte Reinigung bei empfindlichem Zahnfleisch
- Pulsierend: zum Reinigen und Massieren des Zahnfleisches
4. Halten Sie die Wasser dusche gerade und mit der Düse in Richtung Ihres Mundes (90°-Winkel). Richten Sie die Munddusche langsam entlang Ihres Zahnfleisches (Abb. 6).
5. Drücken Sie die Taste EIN/AUS, um die Munddusche zu betreiben.

Nach jeder Verwendung (Abb. 8)

1. Öffnen Sie den Deckel und entleeren Sie den Wassertank.
2. Schalten Sie die Munddusche ein, um das restliche Wasser herausfließen zu lassen.
3. Schalten Sie das Gerät aus und schließen Sie den Wassertankdeckel.
4. Wischen Sie die Munddusche mit einem sauberen Tuch trocken.




Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8

5. Wartung

- Verwenden Sie kein Wasser, das wärmer als 40°C ist.
- Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser ein.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Munddusche und der Ersatzteile ausschließlich Wasser oder ein mildes, nicht scheuerndes Reinigungsmittel.
- Entfernen Sie das restliche Wasser (Tank, Schlauch oder Düse), um eine Ausbreitung von Bakterien zu verhindern.
- Wischen Sie die Munddusche nach der Reinigung mit einem sauberen und weichen Tuch trocken.
- Drücken Sie bei Bedarf den Entriegelungsknopf, um die Düse zu lösen (Abb. 7). Tauschen Sie die Düse alle 6 Monate aus.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen und trockenen Ort und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung

6. Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Es funktioniert nicht.	Sie haben das Produkt gerade gekauft oder es wurde nicht benutzt für mehr als 3 Monate.	Laden Sie das Gerät für etwa 24 Stunden.
Es funktioniert nur für einige Minuten.	Die Akku hat das Ende ihres Lebenszyklus erreicht. Die Munddusche wird nicht aufgeladen.	Kontaktieren Sie das Service-Zentrum zur Unterstützung. Laden Sie das Gerät für etwa 24 Stunden.
Wasserdruck Sehr niedrig.	Schmutz steckt in der Düse.	Ersetzen Sie die Düse.
	Die Düse ist verformt.	Filter reinigen.
	Schmutz steckt in dem Filter.	
Wasser kommt nicht heraus.	Der Tank ist leer.	Füllen Sie den Tank.
	Der Munddusche ist zu schräg während des Einsatzes.	Verwenden Sie den Munddusche in einem vertikalen Zustand.
Wasser tropft am Gerät und Wassertank entlang.	Der Munddusche wird während des Gebrauchs zu stark gekippt, so dass Wasser durch die Lüftungsöffnung und den Wassertank austreten kann.	Verwenden Sie den Munddusche in einem vertikalen Zustand.

7. Entsorgung



Das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf diesem Produkt soll Sie daran erinnern, dass elektrische Produkte nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bitte entsorgen Sie das Produkt verantwortungsbewusst bei einer zugelassenen Abfall- oder Recycling-Einstellung. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach Ratschlägen zum Recycling.



Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien auf umweltfreundliche Weise.

Düsen erhältlich bei: www.optismile.eu



OptiSmile
For professional Oral Care

www.optismile.eu



Overschiestraat 63
1062 XD Amsterdam
The Netherlands
info@optismile.eu
www.optismile.eu



Art. No.: 746 Batch. No.: 21207
Not for resale Made in China